



An alle Lieferanten  
der Molkerei frischli

Bahndamm 9  
31547 Rehburg-Loccum  
Tel.: 0 50 37 / 9 82 27  
Fax: 0 50 37 / 9 82 29  
e-Mail: info@mkv-rehburg.de  
**BIC NOLADE21NIB**  
**IBAN: DE74 2565 0106 0000 2506 39**  
St. Nr. 34/21000982

## Hinweis zur Umstellung der Hemmstoffuntersuchung

### 1. Umstellung des Hemmstofftests für Einzelkühe

**Ab Montag, den 21.06.2021** wird der Hemmstofftest zur Untersuchung von Einzelkühen im Labor des MKV Mittelweser und im Labor von Frischli auf den **Delvotest T** umgestellt.

Aufgrund der vom Hersteller vorgegebenen Test-Kits für Labore müssen die Tests blockweise durchgeführt werden.

**Zudem benötigt der Delvotest T in der Bebrütung mit 3 Std. 15 Minuten etwas länger, sodass die Ergebnisse etwas später vorliegen werden.**

Sie können davon ausgehen, dass die Ergebnisse von Hemmstoff-Sonderproben von Einzelkühen, die bis 13.00 Uhr beim MKV bzw. der Molkerei eingehen, etwa gegen 17:00 Uhr vorliegen. Die Ergebnisse von Proben, die nachts bis 1.00 Uhr eingehen, sollten bis etwa 6.00 Uhr vorliegen. Später eingehende Proben werden erst nach den Melkzeiten ausgewertet vorliegen.

#### ➤ Einzelkühe testen, um Hemmstofffälle zu verhindern!

Aufgrund der höheren Empfindlichkeit bei einigen Wirkstoffen wird **dringend angeraten**, nach einer antibiotischen Behandlung **nach Ablauf der Wartezeit** einen Hemmstofftest aus dem betreffenden Gemelk durchzuführen bzw. durchführen zu lassen, ehe es in den Tank gegeben wird. Achten Sie insbesondere auch auf Kühe, die antibiotisch trocken gestellt wurden und evtl. vorzeitig gekalbt haben. Es gilt in jedem Fall, die Wartezeit ab Injektion des Trockenstellers einzuhalten.

#### ➤ Besonders weisen wir auf Behandlungen, wie z.B. auch auf Uterusstäbchen, hin, die häufig Tetracycline enthalten.

Hier sollte ebenfalls unbedingt ein Hemmstofftest durchgeführt werden, bevor die Milch abgegeben wird! Der Tankwagen-Eingangstest (Schnelltest Charm BLTET 2 A) der Molkerei ist hier deutlich empfindlicher geworden.

#### ➤ Tankmilchproben

**Bitte beachten Sie unbedingt: Sollten sie eine Milchprobe aus ihrem Milchtank einsenden, so ist diese Probe gesondert mit „Tankmilch“ zu kennzeichnen und unbedingt repräsentativ von oben aus gut gerührtem Tank zu nehmen.**

Diese Proben werden **umgehend** zusätzlich bei Eintreffen auch mit dem in der Molkerei verwendeten Schnelltest untersucht. Dennoch muss auch hier das Ergebnis des Delvotest T abgewartet werden. In diesen Fällen setzen Sie sich am besten telefonisch mit dem MKV oder der Molkerei in Verbindung.

#### ➤ Chinolone

sollen Tankmilchproben oder Einzeltiere auf die Wirkstoffgruppe Chinolone - z.B. Marbofloxacin - untersucht werden, so teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit bzw. kreuzen Sie es auf den ab jetzt geänderten Aufklebern vom MKV an!

# Milchwirtschaftlicher Kontrollverband Mittelweser e. V.



- 
- Die Milchgüteproben werden dann ab 01.07.2021 mit dem Delvo Test T untersucht.